







弾性ストッキング

- ・すべり止めシリコンバンド付き
- ・検査用穴あきタイプ
- ・ラテックスフリー



サイズ	周囲長			カラーコード
	b	c	g	
SS	17-20cm	26-32cm	38-47cm	ワインレッド
S	20-23cm	30-36cm	44-55cm	ピンク
M	23-26cm	34-40cm	50-61cm	オレンジ
L	26-29cm	38-44cm	56-68cm	オリーブ

	長さ		
	ショート	レギュラー	ロング
ℓ D	<36cm	36-40cm	>40cm
ℓ G	<70cm	70-80cm	>80cm
ℓ T	<90cm	90-100cm	>100cm



使用方法:

1. つま先までたぐり寄せて足をくるぶしまで入れる
2. かかとと足首の部分を合わせる
3. しわにならないよう引き上げる



ナイロン 80%
 スパンデックス 20%

オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9 22山京ビル
<http://www.ogawaseiki.jp.org/>

お問い合わせは




.....
 TEL: (03) 3200-0234
 FAX: (03) 3200-0373
 E-mail: osk.sales@beach.ocn.ne.jp



ISO13485


弾性ストッキング

- ・すべり止めシリコンバンド付き
- ・検査用穴あきタイプ
- ・ラテックスフリー



サイズ	周囲長			カラーコード
	b	c	g	
SS	17-20cm	26-32cm	38-47cm	ワインレッド
S	20-23cm	30-36cm	44-55cm	ピンク
M	23-26cm	34-40cm	50-61cm	オレンジ
L	26-29cm	38-44cm	56-68cm	オリーブ

	長さ		
	ショート	レギュラー	ロング
ℓ D	<36cm	36-40cm	>40cm
ℓ G	<70cm	70-80cm	>80cm
ℓ T	<90cm	90-100cm	>100cm



使用方法:

1. つま先までたぐり寄せて足をくるぶしまで入れる
2. かかとと足首の部分を合わせる
3. しわにならないよう引き上げる



ナイロン 80%
 スパンデックス 20%

オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9 22山京ビル
<http://www.ogawaseiki.jp.org/>

お問い合わせは

.....
 TEL: (03) 3200-0234
 FAX: (03) 3200-0373
 E-mail: osk.sales@beach.ocn.ne.jp